

Eco unit

zet haar eerste stappen
op de markt.



Design: Sfa Print bv



Bijzondere eigenschappen

- De Eco unit is een economische, no nonsense, unit en is geheel vervaardigd uit staal en behandeld aluminium.
- De unitarm en zweepen die beiden uitgebalanceerd zijn, zorgen voor een perfecte hanteerbaarheid van de instrumenten.
- De zweepen zijn uitgerust met een veer en de slanglengte is groot. Alle plaatsen in de mond zijn daardoor goed te bereiken.
- De operatielamp is uitgevoerd met een derde draaias om de hanteerbaarheid te vergroten.

Inclusief

- 2x Faro micromotor 40.000 rpm
- 1x Faro meerfunctie spuit
- 1x Faro scaler (geschikt voor EMS tips) uitwisselbaar met een PoliLed composietlamp
- 1x airrotor aansluiting + gratis Faro turbine en koppeling
- Faro operatielamp aan unitzuil TSC2000 (derde draaias)
- Linda 3 of Eco Next patiëntstoel



Eco Next patiëntstoel

€ 19.950,- introductieprijs (exclusief installatie en exclusief btw.)

Opties:


- Spittoon met drinkglasvuller + € 450,00
- Dürr CAS 1 combiseparator
- Spittoonklep

“Bij aanschaf van een
Eco Unit ontvangt
u een Sanyo 42”
Full HD LCD tv”.



Epilux III

verbluffend ontwerp



Bijzondere eigenschappen

- volledig vervaardigd uit aluminium
- tot maximaal 6 instrumenten mogelijk
- met of zonder aansluitbox
- verstelbare instrumentenhouders
- ergonomisch voetpedaal
- zeer stabiel en makkelijk te verrijden
- eenvoudig te reinigen

Met trots introduceren wij de nieuwe Epilux III Cart unit. Informeer naar de verschillende mogelijkheden en introductie aanbieding.

Al 2 jaar een groot succes

De Master en Epilux II units voldoen aan alle hedendaagse eisen op het gebied van functionaliteit, ergonomie en efficiëntie. Vooral de instrument zweepen behoren door hun slanglengte en balans tot de beste op de markt.

“Bij aanschaf van een Master of Epilux II ontvangt u een Sanyo 42” Full HD LCD tv”.



Master



Epilux II

Informeer naar onze aantrekkelijke aanbiedingen en scherpe leasemogelijkheden.

Dental Ergonomics BV, Belder 30, 4704 RK Roosendaal, Tel 0165 - 56 09 26

www.dental-ergonomics.com